

MICRONAUT

Systeme de BACTÉRIOLOGIE pour l'identification et l'antibiogramme

Standardisation

- **Micronaut IDS** : une seule et même plaque pour l'identification des germes Gram (+) et Gram (-)
- **Logiciel expert** - Règles SFM 2003



Pratique

- Conservation des réactifs à température ambiante

Rapide

- Lecture en 5 heures et/ou 18 heures



Laboratoires SOBIODA S.A.S.
97, rue Lavoisier - 38330 Montbonnot-Saint-Martin (France)
Tél. +33 (0) 4 76 61 02 02 - Fax. +33 (0) 4 76 61 91 81
Email : info@sobioda.com

www.sobioda.com